

Askina® SilNet Plus

EN	Silicone wound contact layer dressing	Indicated for nil to heavily exuding wounds	Store in a cool dry place	Upper limit of temperature <25°C	Sterilized using ethylene oxide	Single use	Do not resterilize	Batch number	Product code	Caution	Consult instructions for use	Use by: year and month	Do not use if package is damaged	Manufacturer
DE	Silikon-Wunddistanzgitter	Indiziert für nicht bis stark nässende Wunden	Kühle und trockene Lagerung	Obere Temperaturgrenze <25°C	Sterilisiert mit Ethylenoxid	Nur zum einmaligen Gebrauch	Nicht erneut sterilisieren	Chargennummer	Artikelnummer	Achtung	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung	Verwendbar bis: Jahr und Monat	Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung	Hersteller
ES	Apósito con capa de contacto de silicona	Indicado para heridas con exudado de inexistente a abundante	Mantener seco	Límite superior de temperatura <25°C	Esterilizado con óxido de etileno	Para un solo uso	No reesterilizar	Número de lote	Número de referencia	Precaución	Consultar las instrucciones de uso	Fecha de caducidad: año y mes	No utilizar si el envoltorio está dañado	Fabricante
FR	Pansement interface siliconé de contact	Indiqué pour les plaies sèches comme pour les plaies fortement exsudatives	Conserver à l'abri de l'humidité	Limite supérieure de température (<25°C)	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	À usage unique	Ne pas restériliser	Numéro de lot	Référence produit	Attention	Consulter les instructions d'emploi	À utiliser avant: année et mois	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Fabricant
IT	Strato di silicone per contatto con la lesione	Indicato per lesioni con esudato abbondante, moderato o assente	Conservare in luogo asciutto	Limite massimo di temperatura (<25°C)	Sterilizzato con ossido di etilene	Prodotto monouso	Non risterilizzare	Numero di lotto	Codice prodotto	Avvertenza	Leggere le istruzioni d'uso	Data di scadenza: mese e anno	Non usare se la confezione è danneggiata	Produttore
NL	Verband met siliconen wondcontactlaag	Geadviseerd voor niet- tot sterke exsuderende wonden	Bewaren in een kroge plaats	Bovengrens van de temperatuur <25°C	Gesteriliseerd met ethyleen-oxide	Uitsluitend voor eenmalig gebruik	Niet opnieuw steriliseren	Chargenummer	Artikelnummer	Let op	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	Uiterste gebruiksdatum: jaar en maand	Niet gebruiken als verpakking beschadigd is	Productent
CS	Silikonové kontaktní krytie na rany	Indikováno pro rány s nulovým až silným exsudátem	Chránit před vlhkem	Horní mez teploty <25°C	Sterilizováno ethylenoxidem	Nepoužívat opětovně	Neprovádět opětovnou sterilizaci	Číslo šárže	Katalogové číslo	Pozor (Výstraha)	Čtete návod k použití	Použit do data: rok a měsíc	Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno	Výrobce
DA	Sårekontaktlag i silikon	Indikeret til ikke-eksudrende til svært eksuderede sår	Opbevares koldt og tørt	Øvre temperaturgrænse <25°C	Steriliseret med etylenoxid	Kun til engangsbrug	Bør ikke resteri-liseres	Batch nr.	Varenummer	Forsiktig	Se brugsved-ningerne	Anvendes inden: år og måned	Må ikke anvendes, hvis embal-lagen er beskadiget	Producent
FI	Sidos, jossa on silikonisia sisältävää haavakontaktipinta	Käytettävästi kuivina ja erittäin (muukaan lukien runsasta erittävän) havainnin	Pidettävä kuivana	Lämpötilan yläraja <25°C	Steriloitu etyleenioksidilla	Kertakäyttöinen	Ei saa steriloida uudelleen	Eränumero	Tuotenumero	Huomio	Lue käyttöohjeet	Käytettävä ennen: vuosi ja kuukausi	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut	Valmistaja
NO	Sårekontaktlag av silikon	Indisert for ikke-eksudrende til svært eksuderede sår	Oppbevares tørt	Øvre temperaturgrænse <25°C	Sterilisert med etylenoksid	Kun til engangsbruk	Må ikke resteri-liseres	Batchnummer	Produktkode	Forsiktig	Se bruksanvisning	Brukes innen: år og måned	Skal ikke brukes hvis embal-lasjen er skadet	Produsent
PL	Silikonowy opatrunk kon-taktywy	Przeznaczony do ran o różnym stopniu wysięku; od ran bez wysięku, do ran silnie sączących	Przechowywać w suchym miejscu	Górny limit temperatu-rury (<25°C)	Sterylizowano tlenkiem etylenu	Do jednorazowego użytku	Nie resterylizować	Nr serii	Numer kata-logowy	Uwaga	Zapoznaj się z instrukcją użycia	Użyć przed: rok i miesiąc	Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone	Producent
PT	Penso com camada de con-tacto em silicone	Indicado para feridas com nenhuma exsudação ou exsudado abundante	Manter seco	Limite superior de temperatura (<25°C)	Esterilizado com óxido de etileno	Não reutilizar	Não voltar a es-terilizar	Código do lote	Número de ca-tálogo	Cuidado	Consultar as instruções de utilização	Data limite de utilização: ano e mês	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Fabricante
SK	Silikonové kontaktné krytie na rany	Na rany s nulovou až miernou exsudáciou	Uchovávajte v suchu	Horný teplotný limit < 25°C	Sterilizované etylenoxidom	Iba na jednorazové použitie	Neresterylizujte	Kód šárže	Kód výroby	Pozor	Pozri návod na použitie	Spotrebujte do: rok a mesiac	Nepoužívať, ak je obal poškodený	Výrobca
	Sårekontaktlager förband i silikon	Lämpligt för sår med ingen till riklig sekretion	Förvaras torrt	Øvre temperaturgräns (< 25°C)	Sterilisert med etylenoxid	Endast för engångs-bruk	Fär ej återsteri-liseras	Batchnummer	Produktkod	Forsiktighetsanvisning	Se bruksanvisning	Används senast: år och månad	Fär ej används om förpack-ningen är skadad	Tillverkare

EN INSTRUCTIONS FOR USE

1. PRODUCT DESCRIPTION

Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer dressing is a primary dressing for use when adherence to the wound is a potential problem. The dressing allows exudate to pass into an absorbent secondary dressing. On this skin, the dressing will provide secure adhesion with minimal epidermal stripping or pain on removal.

Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer dressing is a sterile wound dressing, consisting of a knitted polyester fabric coated with silicone adhesive on both sides; this prevents the dressing from sticking to the wound and reduces pain during dressing changes.

Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer dressing can be used in conjunction with Negative Pressure Wound Therapy (NPWT). Not made with natural rubber latex.

2. INDICATIONS

Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer dressing is indicated for use on nil to heavily exuding chronic and acute wounds, as appropriate secondary dressing. The dressing may be used throughout the healing process on skin tears, surgical incisions, second-degree burns, partial thickness skin grafts, pressure ulcers, venous and arterial ulcers.

Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer is a primary dressing. A secondary absorbent dressing is required if exudate is present.

Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer dressings are suitable for use under compression bandaging.

3. CONTRAINDICATIONS

Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer dressings are not indicated for use on individuals with a known sensitivity to silicone.

4. PRECAUTIONS

In the event of clinical infection, consult the relevant healthcare professional.

Do not re-use in whole or in part, as it may compromise sterility and/or the performance of the dressing.

Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer dressings must not be kept away from children and animals.

For use under the guidance of a healthcare professional.

Not for surgical implantation.

When used on burns treated with meshed grafts, avoid placing unnecessary pressure upon the dressing.

When used for the fixation of skin grafts and protection of blisters, the dressing should not be changed before the fifth day post application.

If used in conjunction with NPWT always document the number of cut pieces used in the patient record to ensure that no dressing is left on the skin when the dressing is changed.

If more than one piece of silicone wound contact layer dressing is used, overlap should be minimised to prevent occlusion of holes. No more than two pieces of silicone wound contact layer dressing should be overlapped.

5. INSTRUCTIONS FOR USE

Site Preparation

If necessary, cleanse the wound area according to appropriate woundcare protocols. Dry the surrounding areas of the wound thoroughly before dressing application.

Dressing Application

1. Select a size of Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer dressing making sure the dressing size is slightly larger than the wound. If necessary, the dressing can be cut (using sterile scissors) to the required size, ensuring the Wunddistanzgitter is slightly larger than the wound.

2. The dressing size should extend well beyond the open wound [at least 2cm] in all directions.

3. Remove one release liner from the wound dressing.

4. Centre the dressing on the wound and apply it gently to the

wound site. Press the dressing on the surrounding skin by gentle application of pressure. The second release liner can then be removed and a secondary dressing applied if applicable.

If more than one piece of silicone wound contact layer dressing is required, ensure that the dressings overlap (to avoid secondary dressing adherence to the wound).

6. A secondary dressing can be applied if needed.

Dressing Change and Removal

1. Observe the wound and / or secondary dressing frequently and change either dressing whenever good wound care practice dictates. Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer dressing can remain in situ for up to 14 days, dependent on patient condition and the level of exudate.

Bei Verwendung von mehr als einem Silikon-Wunddistanzgitter sollten sich die Wunddistanzgitter nur minimal überlappen, damit keine Öffnungen verschlossen werden. Es sollten sich nicht mehr als zwei Silikon-Wunddistanzgitter überlappen.

Bei Verwendung von mehr als einem Silikon-Wunddistanzgitter sollte der Wunddistanzgitter nur minimal überlappen, damit keine Öffnungen verschlossen werden. Es sollten sich nicht mehr als zwei Silikon-Wunddistanzgitter überlappen.

5. GEBAUCHSANWEISUNG

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer ist ein Primärverband, der in Fällen eingesetzt wird, in denen ein Verkleben der Wunde mit dem Wunddistanzgitter verhindert werden soll. Das Wunddistanzgitter schützt die Wundfläche und verhindert, dass das Wunddistanzgitter auf die Wunde verklebt und verhindert, dass die Schmerzen bei einer Wechsel des Wunddistanzgitters aufgelöst werden.

Die Askina® SilNet Plus Silicone Wound Contact Layer ist ein Primärverband, der in Fällen eingesetzt wird, in denen ein Verkleben der Wunde mit dem Wunddistanzgitter verhindert werden soll. Das Wunddistanzgitter schützt die Wundfläche und verhindert, dass das Wunddistanzgitter auf die Wunde verklebt und verhindert, dass die Schmerzen bei einer Wechsel des Wunddistanzgitters aufgelöst werden.

2. INDICACIONES

El producto con capa de contacto de silicona Askina® SilNet Plus está indicado para heridas crónicas y agudas con exudado de exceso.

3. CONTRAINDIKACIONES

Los apósitos con capa de contacto de silicona Askina® SilNet Plus están indicados para utilizar en personas que sufren de sensibilidad conocida a la silicona.

4. PRECAUCIONES

En caso de infección clínica, consultar al profesional sanitario correspondiente. No reutilizar total ni parcialmente, puesto que se podría comprometer la esterilidad o el rendimiento del dispositivo.

4. Richiedi che il Wunddistanzgitter non si attacchi alla pelle della ferita e dei tessuti sottostanti.

Los apósitos con capa de contacto de silicona Askina® SilNet Plus están indicados para utilizar en pacientes que sufren de sensibilidad conocida a la silicona.

5. INSTRUCCIONES DE USO

1. DESCRIPCION DEL PRO-DUCTO

El pansement Askina® SilNet Plus, pansement interface siliconé de contact, es un apósito estéril para el cierre de heridas, que consta de un tejido de poliéster recubierto en ambos extremos con un adhesivo de silicona; así se evita que el apósito se adhiera a la herida.

6. Se puede aplicar un apósito secundario si es necesario.

Cambio y retirada de vendajes

1. Comprobar la herida y el apósito secundario, con frecuencia, y cambiar uno u otro apósito cuando lo dicten las buenas prácticas de curación de heridas. El apósito con capa de contacto de silicona Askina® SilNet Plus puede permanecer en su sitio hasta un máximo de 14 días, según el estado del paciente y el nivel de exudado.

2. Retirar el apósito despegándolo por una esquina, ejerciendo una ligera presión.

3. Retirar con cuidado el apósito del lecho de la herida y desecharlo según los procedimientos y directrices locales correspondientes.

4. Si es necesario, limpiar la zona entourant de la placa al momento de su remoción.

5. Si es necesario, aplicar una crema para la herida con un limpiador de heridas adecuado antes de aplicar un nuevo apósito.

II MODE D'EMPLOI

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le pansement Askina® SilNet Plus, pansement interface siliconé de contact, est un pansement primaire destiné à être utilisé lorsque l'adhérence à la plaie présente un problème potentiel.

Le pansement Askina® SilNet Plus, pansement interface siliconé de contact, permet à l'exsudat de passer dans un pansement secundaire absorbant.

2. INDICACIONES

El pansement con capa de contacto de silicona Askina® SilNet Plus, pansement interface siliconé de contact, es adecuado para el tratamiento de heridas agudas y crónicas, ústion de la piel y la mucosa, así como para el tratamiento de heridas de tercera y cuarta grados.

3. CONTRAINDICACIONES

Los pansements Askina® SilNet Plus, pansement interface siliconé de contact, están indicados para el tratamiento de heridas agudas y crónicas, ústion de la piel y la mucosa, así como para el tratamiento de heridas de tercera y cuarta grados.

3. INSTRUCCIONES PARA EL USO

1. DESCRIPCION DEL PRO-DOTTO

Askina® SilNet Plus, strato di silicone per contatto con la lesione, può essere usato in combinazione alla Terapia a Pressione Negativa (TPN), se lo stato realizzativo è stato realizzato con gomma naturale (attice).

2. INDICACIONI

Askina® SilNet Plus, strato di silicone per contatto con la lesione, è indicato per la medicina dell'area con idonea soluzione di catrame.

3. RIMUOVERE IL PANNETTO

</

Askina® SilNet Plus

Silikonové kontaktní krytí ran Askina® SilNet Plus není určeno pro použití u osob se známou citlivostí na silikon.

4. UPOZORNĚNI

V případě klinických projevů infekce se obratně na průšlúšného zdravotnického pracovníka. Výrobek a ani jeho části nepoužívejte opakovatně, protože to mohou způsobit alergické reakce. Askina® SilNet Plus sárokontaktlagsförbindningar af silikon er en primær förbindning. En sekundär, absorberende förbindning är nödvändig, hvis der är eksudat vid rövren. Askina® SilNet Plus sárokontaktlagsförbindningar af silikon er velegnet til bruk under kompressionsbandage.

3. KONTRAINDIKATIONER

Askina® SilNet Plus sárokontaktlagsförbindningar af silikon är inte tillämplig för personer med en känd försämring i händerna, styrkan, synen och funktionen i huvudet. Askina® SilNet Plus sárokontaktlagsförbindningar af silikon är velegnet til bruk under kompressionsbandage.

4. FORTSÄTTIGHEETSREGLER

I tillfälde av klinisk infektion skal relevant lägehåll ej sätta.

Må ikke genbruges helt eller delvis, da det kan fångne förbindingen sterilt og/eller funktion i fare.

Askina® SilNet Plus sárokontaktlagsförbindningar af silikon må ikke indtages og skal opbevares utdiggengeligt for børn og dyr.

Om det viser sig, at der ved ledning af en læge, ikke til kirurgisk implantation i fare.

Askina® SilNet Plus -sidoata voina erittää haavaa, siihin tarvitaan imiav peittoistos.

Askina® SilNet Plus -sidoata voina erittää haavaa, siihin tarvitaan imiav peittoistos.

3. VASTA-AIHEET

Askina® SilNet Plus -sidoat ei sovi käytettäväksi henkilöille, joiden tietedäkin olevan ylläherkkiä silikonille.

4. VAROTOIMENPITEET

Om det viser sig, at der ved ledning af en læge, ikke til kirurgisk implantation i fare.

5. POKYNY K POŽÍRÁTKU

Príprava mästa zákrutu. V prípade potreby vycísteť oblast rány podľa príslušných postupov na osetrenie ran. Pred aplikáciu kryti vyčistie rukou.

6. KRYTÍ

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

7. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

8. POKYNY NA ZÁKRUTU

V prípade potreby vycísteť oblast rány podľa príslušných postupov na osetrenie ran. Pred aplikáciu kryti vyčistie rukou.

9. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

10. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

11. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

12. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

13. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

14. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

15. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

16. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

17. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

18. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

19. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

20. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

21. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

22. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

23. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

24. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

25. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

26. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

27. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

28. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

29. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

30. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

31. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

32. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

33. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

34. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

35. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

36. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

37. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

38. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

39. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

40. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

41. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

42. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

43. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

44. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

45. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

46. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

47. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

48. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.

Překryvat je s měly nejvýše dva kusy silikonového kontaktního krytí rány.

49. POKYNY NA ZÁKRUTU

Velikost silikonového kontaktního krytí ran Askina® SilNet Plus zvolte tak, aby bylo mírně větší než rána. Je-i-to nutné, že kryti stříhají (pomocí sterilních nůžek) na požadovanou velikost.

50. Veličiny kryti by měly otevřít ránu, ale zahraničí upřímnou otvoru.